



RAIZER[®] by liftup

State of the Art Hebestuhl

Liftup's neuer, patentierter Hebestuhl ist eine schnelle, sichere Lösung, wenn eine gefallene Person geholfen werden soll, wieder in eine stehende oder sitzende Position gebracht zu werden.

Gleiche Möglichkeiten

Jeden Tag fallen Tausende ältere und körperlich behinderte Personen, die ohne Unterstützung nicht in der Lage sind, aufzustehen. Mit dem neuen Raizer[®] von Liftup werden die gefallene Person einfach und sicher wieder auf die Beine geholfen.

Einfache Bedienung

Ein Helfer kann allein, ohne Hilfe, gleichzeitig den Raizer[®] bedienen und die gefallene Person die auf dem Boden liegt, betreuen. Keine Kraft fürs schieben oder anzuheben ist notwendig. So sind Risiken für arbeitsbedingte Überbelastungen minimal. Der Helfer platziert den Raizer[®] laut Anleitung und kann den Stuhl so mit der einen Hand bedienen und mit der anderen den Kopf der gefallene unterstützen. Der Hebestuhl wird in der Häuslichen Pflege, in Seniorenheimen, von Rettungsdiensten und Personal das mit Heben von Personen und Personentransfers arbeiten, eingesetzt. Raizer[®] wird in Einzelteilen in zwei Tragetaschen geliefert und kann so leicht transportiert

werden. Der Stuhl ist schnell zusammengebaut und kann dann sofort benutzt werden. Raizer[®] ist Batteriebetrieben und kann über eine Funkfernsteuerung (Sonderzubehör) bedient werden – beide Details tragen zu der hohen Mobilität bei.

Design ist ein Markenzeichen

Um das exklusive Look des Raizer[®] zu entwickeln, wurden mit Industriedesigner zusammengearbeitet. Werkstoffe und Komponenten wurden mit Qualität vor Auge genau ausgewählt. Dabei blieben immer Helfer und Patient im Fokus.

Sicherheit – das erste Gebot

Für eine gefallene Person ist die Sicherheit während der Wiederaufwärtsbewegung entscheidend. Während des gesamten Vorgangs hat die Person auf dem Raizer[®] bodenkontakt. Der Hebevorgang ist sanft und schonend und als extra Sicherheit ist der Hebestuhl mit einem Brustgurt versehen.

VORTEILE

- Mobiler Stuhl zum Verlagern von liegenden Personen in stehende oder sitzende Position
- Kein Risiko für Überlastung des Helfers
- Patient und Helfer können sich beide sicher fühlen – risikofreies und sicherer Hebevorgang
- Transport: Integrierter Griff für den Sitz, Tragetasche für Rückenlehne und Beine
- Kann mit wenigen „Klicks“ in ein paar Minuten gesammelt werden
- Einfach zu reinigen
- Patentierte Technologie
- CE-zertifiziert



RAIZER

Technische Spezifikationen

- Belastung: Bis 150 kg
- Hebedauer: 20 - 30 s.
- Eigengewicht: Sitz / #1: 9 kg
Beine + Rückenlehne / #2: 4 kg
total 13 kg.
- Ladegerät (2 St.):
Soniel 12 V, 100 -240 V und
12 V Kfz-Adapter
- Anzahl Hebevorgänge bei voller
Aufladung:
40 Hebevorgänge bei Höchstlast.
Ca. 100 Hebevorgänge bei durch-
schnittlicher Belastung.
- Ladezeit: max. 6 Stunden.
- Ladezeit von leeren Akkus:
10-15 min = 1 Hebevorgang.



Zubehör

Fernbedienung

